

## Delaftale 3: Toiletforhøjer, fast

### ISO-nr. (inkl. dansk 4. niveau)

09 12 18 (-01)

### Beskrivelse af og krav til hjælpemidlet (Mindstekrav)

Toiletforhøjer, som skrues eller spændes fast på standard toiletkummen. Kan ikke fjernes uden brug af værktøj eller manuel løsning af skruer/møtrikker. Toiletforhøjeren skal kunne anvendes til de mest almindelige toiletter. Sædet skal være forsynet med låg. Skal kunne monteres med et eller to armlæn på selve toiletforhøjeren.

<b>Bredde mellem armlæn</b>	Afstand imellem armlæn skal være imellem 45 cm og 56 cm.
<b>Højde</b>	Toiletforhøjeren skal kunne leveres i mindst 2 højder med forhøjninger på min. 5 cm og 10 cm.
<b>Brugervægt</b>	Skal være min. 150 kg. Toiletforhøjeren skal være mærket med max. brugervægt
<b>Armlæn</b>	Skal være opklappelige. Armlæn skal være aftagelige og kunne anvendes ved begge sider eller ved den ene side. Skal let kunne monteres med almindeligt værktøj på de fleste standardtoiletkummer.
<b>Siddeenhed</b>	Sæde og låg skal yde god siddekomfort og være i et rengøringsvenligt materiale. Sæde og låg skal kunne stå oprejst/opklappet. Låget skal kunne lukkes når armlæn er slået op.
<b>Rengøring</b>	Stolen skal kunne tåle at rengøres i henhold til Statens Serum Instituts retningslinjer for MRSA i hhv. hjemmepleje, plejeboliger og hospitaler.
<b>Øvrigt</b>	Hvis delene på toiletforhøjeren er beregnet til at skilles ad, må de ikke kunne samles forkert.  Toiletforhøjeren skal sidde fast og stabilt under brug.  Afstand imellem toiletkumme og forhøjer må max. Være 1 cm.  Toiletforhøjeren skal være konstrueret, så den ikke samler vand. Hvor vand/fugt kan samles, skal der være dræning.  Toiletforhøjeren skal være fremstillet af korrosionsbestandigt materiale eller yderbehandlet på en sådan måde, at den er korrosionsbestandig overfor vand og urin.
<b>Leveringstid</b>	Max. 5 hverdage.

### Beskrivelse af og krav til ekstra tilbehør (Mindstekrav)

Stænkskærm, hvis det designmæssigt er påkrævet

Sæde med åben front

Sædepolstring med forskellige udskæringer

Armlæn

Toiletrulleholder til montering på armlæn

## Krav til dokumentation

### Der skal medsendes dokumentation for overholdelse af relevante krav i Direktivet for medicinsk udstyr.

Det kunne være dokumentation for prøvning efter

- DS/EN 12182:2002 Tekniske hjælpemidler til handicappede. Generelle krav og prøvningsmetoder og/eller
- det svenske Hjælpedelsinstituts kravspecifikation eller tilsvarende.

Toiletforhøjeren skal være mærket med max. brugervægt.

### Der skal medsendes oplysninger om følgende:

Alle brugsmål på toiletforhøjeren

Max. brugervægt

Materialer, herunder korrosionsbestandighed

Komplet tilbehørsprogram

Tilladte rengøringsmetoder

Forventet levetid

Brugsanvisning, herunder monteringsanvisning

Garantiperiode eller reklamationsret udover Købelovens bestemmelser [3]

Leveringstid

## Ved afprøvning af produktet eller ved granskning af dokumentationen vil der blive lagt vægt på (Vurderingsparametre)

Indstillingsmuligheder, herunder

- højden
- monteringsbeslagene

Komfort for bruger, herunder

- siddekomfort
- toiletåbningens form
- evt. soft close
- åbning følger toiletkummens åbning

Sikkerhed

- stabilitet
- klemningsrisiko

Brugervenlighed for hjælper og depotmedarbejder, herunder

- indstillinger
- montering
- mærkning
- opbevaring

Tilbehørsprogram

Rengøringsvenlighed

Almindelig vedligeholdelse

Leveringstid