

## Delaftale 4: Toiletsæde, fast

### ISO-nr. (inkl. dansk 4. niveau)

09 12 09 (-03)

### Beskrivelse af og krav til hjælpemidlet (Mindstekrav)

Toiletsæde med to armlæn, som skrues eller spændes fast på toiletkummen. Kan ikke fjernes uden brug af værktøj eller manuel løsning af skruer/møtrikker. Toiletsædet skal kunne anvendes til de mest almindelige toiletter. Sædet skal være forsynet med låg. Der skal kunne monteres armlæn på selve toiletsædet.

<b>Bredde mellem armlæn</b>	Afstand mellem armlæn skal være imellem 45 cm. Og 56 cm.
<b>Højde</b>	Toiletsædets højde må ikke overstige 2 cm.
<b>Brugervægt</b>	Skal være min. 150 kg. Toiletsædet skal være mærket med max. brugervægt
<b>Armlæn</b>	Skal være opklappelige. Armlæn skal være aftagelige og kunne anvendes ved begge sider eller ved den ene side.
<b>Siddeenhed</b>	Sæde og låg skal yde god siddekomfort og være i et rengøringsvenligt materiale. Sæde og låg skal kunne stå oprejst/opklappet. Låget skal kunne lukkes når armlæn er slået op.
<b>Rengøring</b>	Stolen skal kunne tåle at rengøres i henhold til Statens Serum Instituts retningslinjer for MRSA i hhv. hjemmepleje, plejeboliger og hospitaler.
<b>Øvrigt</b>	Hvis delene på toiletsædet er beregnet til at skilles ad, må de ikke kunne samles forkert.  Toiletsædet skal sidde fast og stabilt under brug.  Toiletsædet skal være konstrueret, så det ikke samler vand. Hvor vand/fugt kan samles, skal der være drænering.  Toiletsædet skal være fremstillet af korrosionsbestandigt materiale eller yderbehandlet på en sådan måde, at den er korrosionsbestandig overfor vand og urin.
<b>Leveringstid</b>	Max. 5 hverdage.

### Beskrivelse af og krav til ekstra tilbehør (Mindstekrav)

Stænkskærm, hvis det designmæssigt er påkrævet.

Sæde med åben front

Sædepolstring med forskellige udskæringer

Armlæn

Toiletrulleholder til montering på armlæn

## Krav til dokumentation

### Der skal medsendes dokumentation for overholdelse af relevante krav i Direktivet for medicinsk udstyr.

Det kunne være dokumentation for prøvning efter

- DS/EN 12182:2002 Tekniske hjælpemidler til handicappede. Generelle krav og prøvningsmetoder og/eller
- det svenske Hjælpedelsinstituts kravspecifikation eller tilsvarende.

Toiletsæde skal være mærket med max. brugervægt.

### Der skal medsendes oplysninger om følgende:

Alle brugsmål på toiletforhøjereren

Max. brugervægt

Materialer, herunder korrosionsbestandighed

Komplet tilbehørsprogram

Tilladte rengøringsmetoder

Forventet levetid

Brugsanvisning, herunder monteringsanvisning

Garantiperiode eller reklamationsret udover Købelovens bestemmelser [3]

Leveringstid

## Ved afprøvning af produktet eller ved granskning af dokumentationen vil der blive lagt vægt på (Vurderingsparametre)

Indstillingsmuligheder, herunder

- højden
- monteringsbeslagene

Komfort for bruger, herunder

- siddekomfort
- toiletåbningens form
- evt. soft close
- åbning følger toiletkummens åbning

Sikkerhed

- stabilitet
- klemningsrisiko

Brugervenlighed for hjælper og depotmedarbejder, herunder

- indstillinger
- montering
- mærkning
- opbevaring

Tilbehørsprogram

Rengøringsvenlighed

Almindelig vedligeholdelse

Leveringstid