

## Delaftale 5: Kravspecifikation 2 (2) Toilet-badestol med sædetilt, med hjul

ISO-nr. (inkl. dansk 4. niveau)	
09 12 03 (-22)	
Beskrivelse af og krav til hjælpemidlet (Mindstekrav)	
Mobil toilet-badestol med manuel hydraulisk sædetilt. Hele stolens siddeenhed skal kunne tiltes dvs. både sæde, ryg og armlæn. Ikke eleverbar. Skal kunne betjenes af én person. Der skal være fæste for spand eller bækken.	
<b>Udvendig bredde</b>	Skal være max. 58 cm.
<b>Bredde ml. armlæn</b>	Afstand imellem armlæn skal være imellem 45 cm. til 56 cm.
<b>Sædedybde</b>	Min. 40 cm.
<b>Tilt-funktion</b>	Sædeenheden skal kunne tiltes min. - 30° bagud og +5° fremad.
<b>Højde</b>	Stolen skal kunne køre ind over et almindeligt toilet på 40 cm / et højt toilet på 46 cm. Stolen skal kunne højdeindstilles uden brug af værktøj og med et interval på max. 3 cm.
<b>Skubbehåndtag/-bøjle</b>	Skal være i området 100 cm. - 120 cm over gulv.
<b>Brugervægt</b>	Skal være min. 150 kg. Stolen skal være mærket med max. brugervægt.
<b>Armlæn</b>	Skal være opklappelige.
<b>Benstøtter</b>	Skal være højdestilbare, svingbare og aftagelige. Skal være justerbare uafhængig af stolens øvrige funktioner. Benstøtterne skal kunne justeres enkeltvis.
<b>Fodplader</b>	Der skal være hælrem samt lægstøtte eller lignende anordning, som hindrer foden i at glide bagud. Desuden opklappelige fodplader, som kan holde den opklappede stilling.
<b>Hovedstøtte</b>	Skal være indstillelig i dybde / højde / vinkel / sideværts.
<b>Hjul</b>	Skal være letløbende, svingbare hjul. Hjulene må ikke kunne smitte af på underlaget. Der skal være ét retningsstyrende hjul. Stolen skal have gode køreegenskaber. Hjul skal være på min. 125 mm. i diameter.
<b>Bremser</b>	Stolen skal kunne bremses på alle 4 hjul således, at stolen står sikkert. Bremsefunktionen skal være nem at betjene.
<b>Siddeenhed</b>	Sædet skal være med intimudskæring og ryggen skal yde god siddekomfort. Siddeenheden skal være i et rengøringsvenligt materiale. Ryglæn skal have justerbare stropper eller lignende, der muliggør individuel tilpasning.
<b>Rengøring</b>	Stolen skal kunne tåle at rengøres i henhold til Statens Serum Instituts retningslinjer for MRSA i hhv. hjemmepleje, plejeboliger og hospitaler.
<b>Øvrigt</b>	Det skal være muligt at benytte gode arbejdsstillinger ved betjening af stolen.  Hvis delene på stolen er beregnet til at skilles ad, må de ikke kunne samles forkert.

	Stolen skal være konstrueret, så den ikke samler vand. Hvor vand/fugt kan samles, skal der være drænering.
	Stolen skal være fremstillet af korrosionsbestandigt materiale eller yderbehandlet på en sådan måde, at den er korrosionsbestandig.
<b>Leveringstid</b>	Max. 5 hverdage.

#### Beskrivelse af og krav til ekstra tilbehør (Mindstekrav)

Spand eller bækken med låg.

Ophæng til bækken eller spand

Benstøtter

Sæder med forskellige udskæringer/blødt sæde/softsæde/ovalt hul/intimudskæring.

Sædepolstring med forskellige udskæringer

Dækplade til sæde

Hovedstøtte indstilling i dybde, vinkel, højde, sideværs

Kropsstøtter

Lægstøtter

Bælter/seler

Amputationsstøtte

Tværstang

Justerbare benstøtter, som kan justeres enkeltvis

Ekstra batteripakke

#### Krav til dokumentation

**Der skal medsendes dokumentation for overholdelse af relevante krav i Direktivet for medicinsk udstyr.**

Det kunne være dokumentation for prøvning efter

- DS/EN 12182:2002 Tekniske hjælpemidler til handicappede. Generelle krav og prøvningsmetoder og/eller
- det svenske Hjælpedelsinstituts kravspecifikation eller tilsvarende
- For overholdelse af deklareret vandtæthedsklasse i henhold til DS/EN 60529+A1: 2002 Kapslingsklasser (IP-kode)

Stolen skal være mærket med max. brugervægt.

**Der skal medsendes oplysninger om følgende:**

Alle brugsmål og vægtangivelser på toiletstolen

Max. brugervægt

Hyppeghed og omfang af evt. eftersyn i henhold til leverandørens anvisninger, og hvilke kompetencer, der kræves for at udføre eftersynet

Materialer, herunder korrosionsbestandighed

Komplet tilbehørsprogram

Stabilitet

Tilladte rengøringsmetoder

Forventet levetid

Garantiperiode eller reklamationsret udover Købelovens bestemmelser

Leveringstid

#### Ved afprøvning af produktet eller ved granskning af dokumentationen vil der blive lagt vægt på (Vurderingsparametre)

Indstillingsmuligheder, herunder

- tiltets vandring
- stolens højde
- hovedstøtten
- benstøtten og fodplader

Betjeningskræfter, herunder

- bremsefunktionen
- tiltfunktionen
- funktionsgreb
- kørsel og manøvrering

Komfort for bruger, herunder

- siddekomfort

Stabilitet

Brugervenlighed for hjælper og depotmedarbejdere, herunder

- stolens indstillinger
- håndterbarhed
- placering over toilet
- håndtering af bækken
- placering af betjeningsgreb/pedaler
- mærkning

Tilbehørsprogram

Rengøringsvenlighed

Almindelig vedligeholdelse

Leveringstid