

Delaftale 6: Toilet-badestol med elektrisk højdeindstilling, med hjul

ISO-nr. (inkl. dansk 4. niveau)

09 12 03 (-23)

Beskrivelse af og krav til hjælpemidlet (Mindstekrav)

Mobil toilet-badestol med elektrisk højdeindstilling og med elektrisk sædetilt. Hele stolens siddeenhed skal kunne hæves og sænkes elektrisk, mens stolen er i brug. Hele stolens siddeenhed skal kunne tiltes dvs. både sæde, ryg og armlæn. Højdeindstilling og sædetilt skal kunne betjenes af én person og funktionerne skal kunne anvendes uafhængigt af hinanden, dvs. ikke automatisk sammenkoblet. Der skal være fæste for spand eller bækken.

| | |
|-----------------------------|---|
| Udvendig bredde | Skal være max. 65 cm. |
| Bredde ml. armlæn | Afstand imellem armlæn skal være imellem 45 cm. og 56 cm. |
| Sædedybde | Skal være min. 40 cm. |
| Tilt-funktion | Siddeenheden skal kunne tiltes min. -30° bagud og +5° fremad. |
| Højde | Stolen skal kunne køre ind over et almindeligt toilet på 40 cm / et højt toilet på 46 cm. Sædehøjden skal mindst være indstillelig i området 55 cm til 90 cm over gulv. |
| Skubbehåndtag/-bøjle | Skal være forsynet med justerbar skubbehåndtag/bøjle. |
| Brugervægt | Skal være min. 150 kg. Stolen skal være mærket med max. brugervægt. |
| Armlæn | Skal være opklappelige og stabile under brug. Armlænene skal være i fast højde imellem 19 cm. og 26 cm. over sædet. |
| Benstøtter | Skal være højdestilbare, svingbare og aftagelige. Skal leveres med lægstøtte/-rem. Skal være eleverbare uafhængig af stolens øvrige funktioner. Benstøtterne skal kunne eleveres enkeltvis. |
| Fodplader | Der skal være hælrem og lægstøtte eller lignende anordning, som hindrer foden i at glide bagud. Desuden opklappelige fodplader, som kan holde den opklappede stilling. |
| Hovedstøtte | Skal være indstillelig i dybde / højde / vinkel/sideværts. |
| Hjul | Skal være letløbende, svingbare hjul. Hjulene må ikke kunne smitte af på underlaget. Der skal været ét retningsstyrende hjul. Stolen skal have gode køreegenskaber. Hjul skal være på min. 125 mm. i diameter. |
| Bremser | Stolen skal kunne bremses på alle 4 hjul således, at stolen står sikkert. Bremsefunktionen skal være nem at betjene. |
| Bækken | Skal forblive på plads, når stolen er kippet. Skal være med håndtag. Uden skidtsamlende rille. |
| Siddeenhed | Sædet og ryggen skal yde god siddekomfort. Siddeenheden skal være i et rengøringsvenligt materiale. Ryglænet skal have justerbar stropryg eller lignende, der muliggør individuel tilpasning. |

| | |
|-----------------------|---|
| Håndbetjening | Den elektriske håndbetjening skal være logisk, tydeligt og holdbart mærket med trykknappernes funktion. Skal kunne holdes i og betjenes med samme hånd. Skal kunne betjenes lige godt med højre og venstre hånd. Skal kunne ophænges sikkert på stolen. Skal let kunne udskiftes. |
| Batterioplader | Skal være integreret i stolen / med ekstern lader. Ladestikket skal være let og logisk at sætte i. Hvis der er integreret lader, skal det være muligt at oplade stolen i badeværelset. Der skal være lys- eller lydsignal, når der er behov for opladning, når batteriet lades, og når det er fuldt opladet. |
| Nødstop | Der skal være nødstop, og det skal være tydeligt afmærket. |
| Nødfir | Der skal være nødfir på højdeindstillingsfunktionen. |
| IP-klasse | Elektriske dele skal have en beskyttelse mod indtrængning af vand på min. IP Class 66 |
| Rengøring | Stolen skal kunne tåle at rengøres i henhold til Statens Serum Instituts retningslinjer for MRSA i hhv. hjemmepleje, plejeboliger og hospitaler. |
| Brugsanvisning | En kort betjeningsanvisning skal være aftrykt på eller følge med til ophængning på stolen. |
| Øvrigt | Det skal være muligt at benytte gode arbejdsstillinger ved betjening af stolen. Hvis delene på stolen er beregnet til at skilles ad, må de ikke kunne samles forkert. Stolen skal være konstrueret, så den ikke samler vand. Hvor vand/fugt kan samles, skal der være drænering. Stolen skal være fremstillet af korrosionsbestandigt materiale eller yderbehandlet på en sådan måde, at den er korrosionsbestandig. |
| Leveringstid | Max. 5 hverdage. |

Beskrivelse af og krav til ekstra tilbehør (Mindstekrav)

Spand eller bækken med låg.

Ophæng til bækken eller spand

Benstøtter – manuelle og eleverbare

Sæder med forskellige udskæringer/blødt sæde/softsæde/ovalt hul/intimudskæring.

Sædepolstring med forskellige udskæringer

Dækplade til sæde

Hovedstøtte indstilling i dybde, vinkel, højde, sideværs

Kropsstøtter

Lægstøtter

Bælter/seler

Amputationsstøtte

Tværstang

Justerbare benstøtter, som kan justeres enkeltvis

Ekstra batteripakke

Krav til dokumentation

Der skal medsendes dokumentation for overholdelse af relevante krav i Direktivet for medicinsk udstyr.

Det kunne være dokumentation for prøvning efter

- DS/EN 12182:2002 Tekniske hjælpemidler til handicappede. Generelle krav og prøvningsmetoder og/eller
- Relevante dele af DS/EN ISO 10535:2007 Personløftere til flytning af handicappede personer – Krav og prøvningsmetoder
- Det svenske Hjälpmedelsinstitutets kravspecifikation eller tilsvarende
- For overholdelse af deklareret vandtæthedsklasse i henhold til DS/EN 60529+A1: 2002 Kapslingsklasser (IP-kode)

Stolen skal være mærket med max. brugervægt.

Der skal medsendes oplysninger om følgende:

Alle brugsmål og vægtangivelser på toiletstolen

Max. brugervægt

Hyppeghed og omfang af evt. eftersyn i henhold til leverandørens anvisninger, og hvilke kompetencer, der kræves for at udføre eftersynet

Materialer, herunder korrosionsbestandighed

Komplet tilbehørsprogram

Stabilitet

Opladningskapacitet

Tilladte rengøringsmetoder

Forventet levetid

Garantiperiode eller reklamationsret udover Købelovens bestemmelser

Leveringstid

Ved afprøvning af produktet eller ved granskning af dokumentationen vil der blive lagt vægt på (Vurderingsparametre)

Indstillingsmuligheder, herunder

- sædetilt
- ryglæn
- stolens højdeindstillingsområde
- hovedstøtten
- benstøtten og fodplader

Brugervenlighed for hjælper og depotmedarbejdere, herunder

- stolens indstillinger
- håndterbarhed
- placering over toilet
- håndtering af bækken
- placering af betjeningsgreb/pedaler

Betjeningskræfter, herunder

- bremsefunktionen
- funktionsgreb
- kørsel og manøvrering

Komfort for bruger, herunder

- siddekomfort
- løftebevægelse
- lydsvaghed

Stabilitet

- opladningskapacitet
- opladningsprocedure
- håndbetjening
- mærkning

Tilbehørsprogram

Rengøringsvenlighed

Almindelig vedligeholdelse

Eftersyn

Leveringstid