

Delaftale 15 – Kørestol, aktiv krydsramme

ISO-nr. (inkl. dansk 4. niveau)	
12 22 03 (-08)	
Beskrivelse af og krav til hjælpemidlet (Mindstekrav)	
Kørestol, baghjulsdreven, transport, krydsramme til voksne. Kørestolen skal kunne køres af borger selv eller skubbes af hjælper. Stolen skal have indstillingsmuligheder.	
Sædestørrelser	Kørestolen skal kunne fås i flere bredder, der dækker området fra 40 – 50 cm. Det max. breddeinterval må være 5 cm. Kørestolen skal kunne fås i flere dybder, der dækker området fra 40 – 50 cm. Det max. dybdeinterval må være 5 cm. Kørestolen skal kunne fås i flere højder, der dækker området fra 40-50 cm uden pude. Skal kunne ændres i intervallet max. 5 cm.
Ryg	Kørestolen skal have en ryghøjde på min. 40 cm. Eksklusiv siddepude. Ryggens stofmateriale skal være slidstærk og have lav strækkevne.
Armlæn	Armlænene skal være med plastsidestykker eller anden type frakkeskåner. Armlænsbolstring skal være af et ikke absorberende materiale. Længde på armlæn min. 30 cm.
Benstøtter	Skal være ikke eleverbare og enkle at tage af og sætte på samt svingbare. Skal kunne længdejusteres i forhold til benlængden 35-50 cm i et interval på max. 2½ cm. Skal være indstillelige med minimalt brug af værktøj.
Fodplader	Opklappelige fodplader med antiskrid overflade. God understøttelse af foden. Skal kunne holde sig oppe i opslået tilstand.
Hjul	Drivhjul 22-24", med massive dæk og drivringe. Hjulene skal være med quick-release aksel. Svinghjul skal være massive og som min. 6". Dæk må ikke kunne smitte af på underlaget.
Bremser	Brugervenligt håndgreb. Bremsen må ikke øge totalbredden på stolen. Let udskiftelige.
Skubbehåndtag	Højdejusterbare uden brug af værktøj. Skal være højdeindstillelige i området 90 cm – 110 cm over gulv. Udformet så hånden ikke glider og i et ikke absorberende materiale.
Tipsikring	Kørestolen skal være monteret med tipsikring og trædepedal. Tipsikring skal kunne indstilles og deaktiveres uden brug af værktøj.
Vægt netto	Vægt ekskl. aftageligt udstyr max. 10 kg.
Vægt med hjul	Vægt med hjul og ekskl. alt øvrigt aftageligt udstyr max. 16 kg.
Brugervægt	Min. 125 kg. Max brugervægt skal være tydeligt mærket på kørestolen.
Rengøring	Kørestolen skal kunne tåle at rengøres i henhold til Statens Serum Instituts retningslinjer for MRSA i hhv. hjemmepleje og plejeboliger. Hele stolen skal kunne tåle vaskemaskine. Evt. hulrum eller forsænkninger, hvor væske kan samles, skal være forsynet med drænhul
Øvrigt	Kørestolen skal være enkel og nem at indstille og klappe sammen. Kørestolen skal kunne benyttes med ledsagerbetjent trappekører. Kørestolen skal være godkendt til fastspænding under transport i bil, og anbefalede fastspændingssteder skal være tydeligt afmærket på stolen.

	Stolen skal kunne indstilles med et minimalt forbrug af værktøj.
	Forventet levetid min. 5 år.
Leveringstid	Max. 5 hverdage.

Beskrivelse af og krav til ekstra tilbehør (Mindstekrav)

Standard siddepude

Hælrem

Lægrem

Bremseforlængere

Stokkeholder

Luftfyldte dæk til drivhjul 22-24"

Forskellige størrelser svinghjul

Udskiftelige reservedele som fodstøtter, fodplader, armlænsputer og frakkeskåner

Krav til dokumentation

Der skal medsendes dokumentation for overholdelse af relevante krav i Direktivet for medicinsk udstyr.

Det kunne være dokumentation for prøvning efter

- DS/EN 12183:2002 Manuelt drevne kørestole – Krav og prøvningsmetoder eller
- DS/EN 12183:2009 Manuelle kørestole – Krav og prøvningsmetoder eller tilsvarende

Kørestole der er beregnet til fastspænding under transport i bil skal overholde

- DS/ISO 7176-19: 2002 Kørestole. Del 19: Mobilt udstyr på hjul til brug i motorkøretøjer eller
- DS/ISO 7176-19: 2008 Kørestole. Del 19: Kørestole – Del 19: Mobilt udstyr på hjul til brug som sæder i motorkøretøjer eller tilsvarende

Kørestole, der er beregnet til at få monteret en hjælpemotor skal overholde (for hele kombinationen af stol og hjælpemotor)

- DS/EN 12184:2002 Elektrisk drevne kørestole, scootere og deres ladere. Krav og prøvningsmetoder. eller
- DS/EN 12184:2009 Elkørestole, elscootere og tilhørende ladeapparater. Krav og prøvningsmetoder. eller tilsvarende

Der skal medsendes oplysninger om følgende:

Komplet tilbehørsprogram

Max. brugervægt

Relevante mål og vægtangivelser

Tilladte rengøringsmetoder

Hvorvidt der kan monteres en hjælpemotor

Hvilke fastspændingssystemer, der må anvendes ved transport i bil

Stellet og andet materiale på stolen, herunder overfladebehandlingen

Forventet levetid

Garantiperiode eller reklamationsret udover Købelovens bestemmelser

Konsulentbistand, omfang og indhold

Leveringstid

Ved afprøvning af produktet eller ved granskning af dokumentationen vil der blive lagt vægt på (Vurderingsparametre)

Betjeningsvenlighed for bruger, herunder

- bremses
- armlæn
- benstøtter
- tipsikring
- skubbehåndtag

Komfort for bruger, herunder

- bremses ikke i vejen
- siddekomfort

Brugervenlighed for hjælper og depotpersonale, herunder

- indstillingsfunktioner
- sammenklapning
- skubbehåndtag
- tipsikringer
- vægt

Indstillingsmuligheder

Køreegenskaber for bruger og hjælper

Tilbehørsprogram

Antal varianter af sædedimensioner

Funktionalitet, herunder

- montering af hjælpemotor
- montering på trappekører

Almindelig vedligeholdelse

Rengøringsvenlighed

Leveringstid