

Delaftale 30 – Dreje/glidepude

ISO-nr. (inkl. dansk 4. niveau)	
ISO-nr. 12 31 03 – 20	
Beskrivelse af og krav til hjælpemidlet (Mindstekrav)	
Dreje/glidepuder nedsætter friktionen og benyttes når en person skal foretage en rotation samt en kort sideværts forflytning på et underlag f.eks. bilsæde. Skal ligge fast på sædet i forbindelse med brug.	
Dybde	Min. 40 cm og max. 55 cm
Bredde	Min. 40 cm og max. 55cm
Materiale	Skal bestå af eftergivelige materialer med lave friktionsegenskaber, der er komfortable at sidde på.
Mærkning	Dreje/glidepuden skal være udstyret med tydelig angivelse af type, størrelse, max. brugervægt, vaskeanvisning, produktionsår og produktets CE-mærkning. Mærkningen skal være holdbar.
Belastning	Min. 150 kg
Rengøring	Skal kunne rengøres i henhold til Statens Serum Instituts retningslinjer for MRSA i hhv hjemmepleje og plejeboliger.
Brugsanvisning	Skal leveres med produktet. Dreje/glidepuden skal være mærket med op/ned eller lignende hvis det har betydning for placeringen.
Øvrigt	
Leveringstid	Max. 5 hverdage
Krav til dokumentation	
Der skal medsendes dokumentation for overholdelse af relevante krav i Direktivet for medicinsk udstyr. Det kunne være dokumentation for prøvning efter <ul style="list-style-type: none">• DS/EN 12182:2002 Tekniske hjælpemidler til handicappede. Generelle krav og prøvningsmetoder eller tilsvarende.	
Ved afprøvning af produktet eller ved granskning af dokumentationen vil der blive lagt vægt på (Vurderingsparametre)	
Betjeningsvenlighed for bruger og hjælper, herunder <ul style="list-style-type: none">– monteringsvejledning– brugervejledning– nem fastgørelse i forbindelse med brug	Rengøringsvenlighed
Holdbarhed	Mærkning
	Leveringstid