

## Delaftale 36 – Mobil ståløfter med sejl

ISO-nr. (inkl. dansk 4. niveau)	
12 36 04 (-01) og 12 36 21 – 31	
Beskrivelse af og krav til hjælpemidlet (Mindstekrav)	
Mobil personløfter af typen ståløfter med motoriseret løftemekanisme og motoriseret breddeindstilling af understel beregnet til forflytning af person fra siddende til stående stilling.	
<b>Understel</b>	Højden skal være max. 15 cm målt forrest på understellet Løfteren skal være forsynet med parkeringsbremses, der låser både for rul og drej. Understellet skal have V-formet / parallel breddeindstilling. Understellets udvendige bredde i smalleste stilling skal være max. 65 cm. Der skal være plads til at en kørestol i totalbredde 75 cm skal kunne anvendes på en hensigtsmæssig måde sammen med ståløfteren.  Skal være min. 165 cm
<b>Løftehøjde</b>	
<b>Håndbetjening</b>	Den elektriske håndbetjening skal være logisk, tydeligt og holdbart mærket med trykknappernes funktion. Skal kunne holdes i og betjenes med samme hånd. Skal kunne betjenes lige godt med højre og venstre hånd. Skal kunne ophænges sikkert på løfteren. Skal let kunne udskiftes. Skal kunne tåle gentagne fald på gulv, og ledning skal kunne tåle gentagne trækpåvirkninger.
<b>Benstøtte</b>	Skal kunne justeres i højden og dybden uden brug af værktøj. Skal være polstret og udformet, så knæene ikke glider ud til siden. Skal have mulighed for montering af sikkerhedsstrop for at holde underben.
<b>Fodplade</b>	Skal være skridsikker.
<b>Brugervægt</b>	Skal være min. 125 kg.
<b>Batterikasse</b>	Skal placeres således, at den generer bruger og hjælper mindst muligt.
<b>Batterioplader</b>	Skal være integreret i ståløfteren , og ladestikket skal være let og logisk at sætte i. Der skal være lys/lydsignal, når der er behov for opladning, når batteriet lades, og når det er fuldt opladet
<b>Nødstop/nødfir</b>	Skal være tydeligt afmærket og let at betjene.
<b>IP-klasse</b>	Elektriske dele skal have en beskyttelse mod indtrængning af vand på min. IP 4.
<b>Rengøring</b>	Ståløfteren skal kunne tåle at rengøres i henhold til Statens Serum Instituts retningslinjer for MRSA i hhv. hjemmepleje og plejeboliger. Sejl/sele skal kunne vaskes i vaskemaskine ved min. 80° i min. 10 minutter. Skal kunne tåle tumbletørring.
<b>Brugsanvisning</b>	En kort betjeningsanvisning skal være aftrykt på eller ophængt ved personløfteren.
<b>Øvrigt</b>	Løfteren skal let kunne adskilles i forbindelse med transport.. Tungeste enkelt del må veje max.25 kg
<b>Leveringstid</b>	Max. 5 hverdage.

## Beskrivelse af og krav til ekstra tilbehør (Mindstekrav)

### SEJLET SKAL VÆRE MONTERET MED SIKKERHEDSBÆLTE.

Sejl/seler der kan anvendes til størrelser: x-small til x-large

Sejl/sele med centreringsbånd eller lignende markering

Løfte stropper med forskellige længder positioner (så samme sejl kan klare borger i forskellige højde.)

Materialet skal være trykfordelende og holde facon under brug.

Løfteåg i forskellige bredder eller breddeindstillelige, hvis aktuelt for den tilbudte ståløfter

Forlængerstropper til sejl,

Holder til paretisk arm

Betjeningsvejledning skal enten være mærket på eller leveret med sejlet.

## Krav til dokumentation

**Der skal medsendes dokumentation for overholdelse af relevante krav i Direktivet for medicinsk udstyr.**

Det kunne være dokumentation for prøvning efter

- DS/EN ISO 10535:2007 Personløftere til flytning af handicappede personer – Krav og prøvningsmetoder eller tilsvarende.

**Der skal medsendes oplysninger om følgende:**

Hyppeghed og omfang af evt. eftersyn af både løfter og sejl i henhold til leverandørens anvisninger, og hvilke kompetencer, der kræves for at udføre eftersynet

Hvorvidt der kan bruges sejl/seler af andre fabrikater, i givet fald hvilke, eller der angives hvilke specifikationer, der skal være opfyldt herfor

Max. brugervægt

Alle brugsmål og vægtangivelser

Materiale i sejl/seler

Tilladte rengøringsmetoder for løfter og sejl/seler

Tilbehørsprogram

Forventet levetid

Opladningskapacitet

Leveringstid

Garantiperiode eller reklamationsret udover Købelovens bestemmelser

## Ved afprøvning af produktet eller ved granskning af dokumentationen vil der blive lagt vægt på (Vurderingsparametre)

Indstillingsmuligheder, herunder

- løfteinterval
- løfteområde
- understel
- løfteåg

Betjeningsvenlighed, herunder

Brugervenlighed for hjælper og depotpersonale, herunder

- monteringslethed
- lav vægt på enkeltdele
- opladningsprocedure
- opladningskapacitet
- mærkning

<ul style="list-style-type: none"><li>- af- og påsætning af sele/sejl</li><li>- håndbetjeningen</li><li>- placering af betjeningshåndtag/pedaler</li><li>- kraftforbrug</li><li>- manøvrering og kørsel</li></ul>	<p>Tilbehør, herunder</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- sele/sejlprogram</li><li>- løfteåg</li></ul>
<p>Komfort for bruger, herunder</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- afstand til mast</li><li>- seler/sejls materialer og pasform</li><li>- ståstilling i sele/sejl</li><li>- placering af batterikasse</li><li>- lydsvaghed</li><li>- løftebevægelse</li></ul>	<p>Rengøringsvenlighed</p> <p>Almindelig vedligeholdelse</p> <p>Eftersyn</p> <p>Leveringstid</p>