

Delaftale 37 – Stationær personløfter, ”loftsløfter”

ISO-nr. (inkl. dansk 4. niveau)	
12 36 12 (-02)	
Beskrivelse af og krav til hjælpemidlet (Mindstekrav)	
<p>En stationær personløfter beregnet til forflytning af person fx til/fra seng, stol, toilet, kørestol samt fra gulv. Med motoriseret løftemekanisme og manuel fremføring langs skinnerne (travers-bevægelsen).</p> <p>Skal kunne monteres på væg/gulv og/eller loft.</p> <p>Løfteenheden består af en løftemotor, løftebånd, løfteåg eller andet ophæng for sejl og en strømforsyning.</p>	
Skinnesystem	Løfteenheden skal kunne bruges sammen med rumdækkende skinner og enkelt skinner med lige og buede skinner. Der skal være mulighed for dørgennemføringer efter manuel omkobling .
Løfteåg	Skal være beregnet til 2-punkts ophæng. Og være drejeligt Skal være sikret mod at sejlet afmonterer sig selv. Sejlet skal let kunne af og på sættes.
Strømforsyning	Skal være med ladestation ved skinne, ekstern ladestation eller strømførende skinner.
Mål	Mindste nedhængshøjde målt fra loft til centralt ophængspunkt for løfteåg eller løftestrop, hvis der ikke er løfteåg. Skal oplyses.
Håndbetjening	Den elektriske håndbetjening skal være logisk, tydeligt og holdbart mærket med trykknappernes funktion. Skal kunne holdes i og betjenes med samme hånd. Skal kunne betjenes lige godt med højre og venstre hånd. Skal kunne anvendes af borgeren selv. Skal let kunne udskiftes. Der skal være mulighed for at ophænge håndbetjeningen sikkert og praktisk, så man har hænderne fri under arbejdet med borgeren. Skal kunne tåle gentagende fald på gulvet. Ledning skal kunne tåle mange og kraftige trækpåvirkninger.
Brugervægt	Skal være min. 200 kg.
Opladning	Skal for batteridrevne personløftere være let og logisk at anvende. Der skal være lys eller lydsignal, når der er behov for opladning, når batteriet lades, og når det er fuldt opladet. Ladetid max 8 timer.
Nødstop/ nødfir	Skal være nemme at betjene og være tydeligt afmærket.
IP-klasse	Elektriske dele skal have en beskyttelse mod indtrængning af vand på min. IPx4.
Rengøring	Personløfteren skal kunne tåle at rengøres i henhold til Statens Serum Instituts retningslinjer for MRSA i hhv. hjemmepleje og plejeboliger.
Brugsanvisning	En kort betjeningsanvisning skal være aftrykt på eller ophængt ved personløfteren.
Øvrigt	Løftemotoren skal være støjsvag. Løfteenhed og traversskinne skal køre ubesværet og lydsvalt. Vægt af løftemotor max 13 kg. Løftemotor og skinner's overfladen skal være holdbar og slagfast og tåle almindelig rengøringsmidler. Skal fremtræde diskret i farve og udformning.

	<p>Løftemotor skal være let at af- og tilkoble skinneresystemet.</p> <p>Konsulentbistand skal vederlagsfrit kunne stilles til rådighed efter behov i forbindelse med nyindkøb og hvor der er tvivl om produktanvendelsen hos borgeren.</p> <p>Leverandør skal samarbejde omkring genbrug af skinnermaterialer og løftemotorer.</p> <p>Leveringstid inkl. Konsulentbesøg for opmåling, max. 3 uger fra bestilling til ophængning.</p> <p>Interval for Serviceeftersyn. Højest en gang årligt.</p> <p>Serviceeftersyn skal kunne foretages af andre end leverandøren, på baggrund af leverandørens anvisninger.</p>
Leveringstid	For løftemotor max. 2 hverdage ved bestilling før kl. 12

Beskrivelse af og krav til ekstra tilbehør (Mindstekrav)

Rumdækkende skinneresystem

Enkelt skinneresystem med lige og buede skinner

Fritstående rundækkende skinneresystem

Fritstående enkelt skinneresystem med lige skinner

Skinneløsninger, der tillader løfteren at bevæge sig fra et rum til et andet

Det skal være muligt at anvende standardsejl af andre fabrikater.

Løfteåg i forskellige bredder eller breddeindstillelige, hvis aktuelt for den tilbudte type personløfter.

Løfteåg med flerpunktsophæng

Vejeenhed

Fjernbetjening

Krav til dokumentation

Der skal medsendes dokumentation for overholdelse af relevante krav i Direktivet for medicinsk udstyr.

Det kunne være dokumentation for prøvning efter:

- DS/EN ISO 10535:2007 Personløftere til flytning af handicappede personer – Krav og prøvningsmetoder eller tilsvarende.

Der skal medsendes oplysninger om følgende:

Hyppeghed og omfang af evt. eftersyn af både løfter og sejl i henhold til leverandørens anvisninger, og hvilke kompetencer, der kræves for at udføre eftersynet.

Hvorvidt der kan bruges sejl af andre fabrikater, i givet fald hvilke, eller der angives hvilke specifikationer, der skal være opfyldt herfor.

Max. brugervægt

Målte lydniveau

Alle brugsmål, herunder nedhængshøjden, og vægtangivelser

Materiale i sejl/seler

Tilladte rengøringsmetoder for løfter og sejl/seler

Tilbehørsprogram

Forventet levetid

Opladningskapacitet, hvis aktuelt for den tilbudte type personløfter

Hvorvidt løfteren er beregnet til anvendelse i vådrum

Leveringstid

Garantiperiode eller reklamationsret udover Købelovens bestemmelser

Ved afprøvning af produktet eller ved granskning af dokumentationen vil der blive lagt vægt på (Vurderingsparametre)

Indstillingsmuligheder, herunder

- løfteområde
- løfteåg, hvis aktuelt for den tilbudte type personløfter

Betjeningsvenlighed, herunder

- af- og påsætning af sejl
- håndbetjeningen
- ved travers bevægelsen
- ved dørgennemføringer
- af nødfir og nødstop

Komfort for bruger, herunder

- afstand til løfteåg og løftemotor
- sejlenes materialer og pasform
- siddestilling i sejl
- lydsvaghed
- løftebevægelse

Brugervenlighed for hjælper og depotpersonale, herunder

- nedtagning af løfteenhed
- lav vægt på enkeltdele
- evt. opladningsprocedure
- evt. opladningskapacitet
- mærkning

Tilbehør, herunder:

- sejlprogram
- løfteåg

Rengøringsvenlighed

Almindelig vedligeholdelse

Eftersyn

Leveringstid